


E 752
Modul
zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas 100 - 1.000 ml.

EAN: 4002513197471 / Materialnummer: 05647640 / Alte Materialnummer: 69575201D



- Mit 12 Düsen (E 351) 4 x 160 mm mit Arretierung (E 353)
- Mit 13 Düsen (E 352) 6 x 220 mm mit Arretierung (E 354)

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	25
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	260
Außenmaß, Nettobreite in mm	492
Außenmaß, Nettotiefe in mm	496
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	9,70
Bruttogewicht in kg	10,00