

E 801/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 8 Mundspügläsern.

EAN: 4002513220650 / Materialnummer: 05673820 / Alte Materialnummer: 68580102D



- Geeignet für 8 Mundspügläser, max. Ø 75 mm
- Rilsaniert

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Mundspügläser [Anzahl]	8
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	155
Außenmaß, Nettobreite in mm	200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	320
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	510
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	240
Nettogewicht in kg	1,00
Bruttogewicht in kg	1,50