


E 755
Modul
zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas 25 - 100 ml.

EAN: 4002513248821 / Materialnummer: 05701590 / Alte Materialnummer: 69575501D



- Ausgestattet mit 36 Düsen (E 470)
2,5 x 90 mm mit Halterung

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	36
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	130
Außenmaß, Nettobreite in mm	492
Außenmaß, Nettotiefe in mm	496
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	545
Außenmaß, Bruttobreite in mm	160
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	4,80
Bruttogewicht in kg	5,40