

ML/2

Magnetleiste

für die automatische Wagenerkennung/Sprüharmüberwachung.



- ML/2 ist Voraussetzung zur Nutzung der Sprüharmüberwachung
- 5 Magnete, variabel kombinierbar
- 15 mögliche Kombinationen

EAN: 4002513274158 / Materialnummer: 05723270 / Alte Materialnummer: 69745703D

| Produktzugehörigkeit                             |                    |
|--|--------------------|
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor    | •                  |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin  | •                  |
| Gerätezugehörigkeit                              |                    |
| PG 8535  | •                  |
| PG 8536  | •                  |
| Produktkategorie                                 |                    |
| Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung | •                  |
| Produkteigenschaften                             |                    |
| Material   | Edelstahl          |
| Farbe  | Edelstahl, Schwarz |
| Standard Elektroanschluss                        |                    |
| Phasenanzahl                                     | 0                  |
| Spannung in V                                    | 0                  |
| Frequenz in Hz                                   | 0                  |
| Gesamtanschluss in kW                            | 0,00               |
| Absicherung in A                                 | 0                  |
| Maße und Gewicht                                 |                    |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                        | 9                  |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                      | 25                 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                       | 275                |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                       | 95                 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                     | 205                |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                      | 315                |
| Nettogewicht in kg                               | 0,17               |
| Bruttogewicht in kg                              | 0,32               |