

E 757

Wagen

zur optimalen Aufnahme von großvolumigem Laborglas.



- Ausgestattet mit 6 Düsen
- Ausgestattet mit einem höhenverstellbaren Halterahmen
- Maximale Bestückungshöhe ab Auflagestern: 610 mm mm

EAN: 4002513298772 / Materialnummer: 05746290 / Alte Materialnummer: 69575701D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
Produktkategorie	
Sonstige Wagen	•
Modul für großvolumiges Laborglas	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Maximale Bestückungshöhe in mm	610
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Großvolumiges Laborglas [Anzahl]	6
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	346
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	600
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	675
Außenmaß, Bruttobreite in mm	565
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	650
Nettogewicht in kg	10,90
Bruttogewicht in kg	10,90