

E 957

Wagen

zur optimalen Aufnahme von bis zu 12 großvolumigen Laborgläsern.



- Ausgestattet mit 12 Düsen mit Ø 10 mm
- Höhenverstellbarer Halterahmen
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung
- Max. Bestückungshöhe ab Auflagestern: 615 mm mm

EAN: 4002513298789 / Materialnummer: 05746300 / Alte Materialnummer: 69595701D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617	•
PLW 8617 [Safety]	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstige Wagen	•
Modul für großvolumiges Laborglas	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Maximale Bestückungshöhe in mm	615
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Großvolumiges Laborglas [Anzahl]	12
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	353
Außenmaß, Nettobreite in mm	640
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	390
Außenmaß, Bruttobreite in mm	665
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	805
Nettogewicht in kg	16,98
Bruttogewicht in kg	17,45