

E 957

Wagen

zur optimalen Aufnahme von bis zu 12 großvolumigen Laborgläsern.

EAN: 4002513298789 / Materialnummer: 05746300 / Alte Materialnummer: 69595701D



- Ausgestattet mit 12 Düsen mit Ø 10 mm
- Höhenverstellbarer Halterahmen
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung
- Max. Bestückungshöhe ab Aufлагestern: 615 mm mm

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
Produktkategorie	
Sonstige Wagen	•
Modul für großvolumiges Laborglas	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Maximale Bestückungshöhe in mm	615
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Großvolumiges Laborglas [Anzahl]	12
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	353
Außenmaß, Nettobreite in mm	640
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	390
Außenmaß, Bruttobreite in mm	665
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	805
Nettogewicht in kg	16,98
Bruttogewicht in kg	17,45