


E 742  
Modul  
zur optimalen Aufnahme von diverssem Spülgut.



- Zum Einsatz im Wagen E 741/1

EAN: 4002513369854 / Materialnummer: 05848320 / Alte Materialnummer: 69574201D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	83
Außenmaß, Nettobreite in mm	220
Außenmaß, Nettotiefe in mm	458
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	90
Außenmaß, Bruttobreite in mm	225
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	465
Nettogewicht in kg	0,49
Bruttogewicht in kg	0,69