

U 168/1

Unterkorb

zur idealen Aufnahme von OP-Schuhen.



- Geeignet für 20 OP-Schuhe bis Größe 45
- 20 Halterungen 295 mm mm
- Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle

EAN: 4002513390940 / Materialnummer: 05878590 / Alte Materialnummer: 69116803D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Einsatz für OP-Schuhe	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenhöhe in mm	295
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Kapazität	
OP-Schuhe [Anzahl]	20
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	315
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	515
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	320
Außenmaß, Bruttobreite in mm	545
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	545
Nettogewicht in kg	3,20
Bruttogewicht in kg	5,20