


E 960/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Weithals-Erlenmeyerkolben.



- Ausgestattet mit 20 großen und 26 kleinen Federhaken
- Geeignet für Weithals-Erlenmeyerkolben und Messzylinder

EAN: 4002513400953 / Materialnummer: 05892360 / Alte Materialnummer: 69596002D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Weithalsgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	46
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	185
Außenmaß, Nettobreite in mm	357
Außenmaß, Nettotiefe in mm	522
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	280
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	0,80
Bruttogewicht in kg	0,90