

FP 20

Filterplatte

für die Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken bei Verwendung von AUF 1/AUF 2.



- Zur Vermeidung von Blockagen durch Kleinstpartikel
- Porosität 2
- 20 Filterplatten pro Verpackungseinheit
- Durchmesser 30 mm

EAN: 4002513505498 / Materialnummer: 06059480 / Alte Materialnummer: 69751201D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Produkteigenschaften	
Farbe	Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	30
Außenmaß, Nettobreite in mm	100
Außenmaß, Nettotiefe in mm	125
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	28
Außenmaß, Bruttobreite in mm	125
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	167
Durchmesser in mm	30
Nettogewicht in kg	0,06
Bruttogewicht in kg	0,10