


E 902/1

Wagen

zur Aufnahme von bis zu 3 MIC-OP-Sets im modularen System.



- Geeignet für 6 Einsatzmodule mit integrierten Düsen/Adaptoren
- Obere & untere Ebene frei zur Aufnahme von Einsätzen, z.B. E 142
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete ML)
- Gleichzeitige Reinigung von Siebschalen und MIC-OP-Sets

EAN: 4002513505542 / Materialnummer: 06059530 / Alte Materialnummer: 69590202D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für MIC-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	3
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	1
MIC-Sets [Anzahl]	3
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	620
Außenmaß, Nettobreite in mm	640
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	650
Außenmaß, Bruttobreite in mm	650
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	800
Nettogewicht in kg	24,00
Bruttogewicht in kg	34,00
<b>Beipack</b>	
E 362 Blindschraube [Anzahl]	6
E 444 Trommel für Kaltlichtkabel/Saugschläuche [Anzahl]	3
E 445 - 12 Kappen für Spülhülse E 442, Öffnung mit Ø 6 mm [Anzahl]	2
E 446 - 12 Kappen für Spülhülse E 443, Öffnung mit Ø 10 mm [Anzahl]	1
E 905/1 Moduleinsatz für kurze MIC-Instrumente [Anzahl]	3
E 906/1 Moduleinsatz für lange MIC-Instrumente [Anzahl]	3
2 m Silikonschlauch Ø 5 mm	•
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1