


A 7/1

Lochblechunterlage

zur schonenden Reinigung empfindlicher Spülgüter durch Brechung des Spülstrahls.

EAN: 4002513531169 / Materialnummer: 06097000 / Alte Materialnummer: 69500702D



- Ausstanzung 7 x 7 mm, Steg 3 mm
- Einsetzbar für E 775/1, E 735/1 und E 701/1

| | |
|--|-----------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| Produktkategorie | |
| Unterlage | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Aufbereitung von OP-Instrumenten | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 473 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 543 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 10 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 510 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 620 |
| Nettogewicht in kg | 1,20 |
| Bruttogewicht in kg | 1,30 |