


E 745/1

Modul

zur optimalen Aufnahme von bis zu 104 Pipetten.



- Geeignet für 104 Pipetten bis 540 mm
- Halterahmen Fächergröße 16 x 16 mm

EAN: 4002513735406 / Materialnummer: 06233580 / Alte Materialnummer: 69574502D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	104
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	288
Außenmaß, Nettobreite in mm	492
Außenmaß, Nettotiefe in mm	496
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	415
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	590
Nettogewicht in kg	24,60
Bruttogewicht in kg	25,00