

E 790

Verbindungsstück

zur optimalen Verbindung Luer-Lock weiblich/Luer-Lock weiblich.



- 4 Verbindungsstücke pro Verpackungseinheit

EAN: 4002513770124 / Materialnummer: 06390710 / Alte Materialnummer: 69779001D

| Produktzugehörigkeit | |
|--|-----------|
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Produktkategorie | |
| Sonstiges Zubehör | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von MIC-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0-0 |
| Frequenz in Hz | 0-0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00-0,00 |
| Absicherung in A | 0-0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 12 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 80 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 120 |
| Nettogewicht in kg | 0,02 |
| Bruttogewicht in kg | 0,02 |