

MF/3

Transportwagen

zur Be- & Entladung von Reinigungs- & Desinfektionsautomaten.

EAN: 4002513771114 / Materialnummer: 06392900 / Alte Materialnummer: 69200107D



- Für ein einfaches Handling der Instrumentenwagen
- Per Fußdruck zu bedienende Hubtechnik
- Ausgestattet mit 2 feststellbaren Laufrollen
- Einfahrtshöhe 751 mm, +/- 100 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktkategorie</b>	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1182
Außenmaß, Nettobreite in mm	660
Außenmaß, Nettotiefe in mm	807
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	430
Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	34,20
Bruttogewicht in kg	52,40