

E 494
Einsatz
zur losen Aufnahme von 5 Mikrotiterplatten.



EAN: 4002513926064 / Materialnummer: 06570920 / Alte Materialnummer: 69549401D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Kapazität	
Mikrotiterplatten [Anzahl]	5
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	35
Außenmaß, Nettobreite in mm	205
Außenmaß, Nettotiefe in mm	440
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	265
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	180
Nettogewicht in kg	0,85
Bruttogewicht in kg	1,00