

E 430/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von diversem Instrumentarium.



- Bestehend aus Drahtgeflecht mit 5 mm Maschenweite

EAN: 4002513984422 / Materialnummer: 06643200 /

Alte Materialnummer: 69743003D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Siebschale	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	40
Außenmaß, Nettobreite in mm	150
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	160
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	0,36
Bruttogewicht in kg	0,48