


E 950/1

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas auf 3 Ebenen.

EAN: 4002514072708 / Materialnummer: 06696990 / Alte Materialnummer: 69595002D



- Ausgestattet mit 232 Düsen
- Ebene 1+3: je 80 Düsen ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Ebene 2: 72 Düsen ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Maximale Beladungshöhe auf allen drei Ebenen jeweils 148 mm

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
Produktkategorie	
Wagen für Enghalsgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	232
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	572
Außenmaß, Nettobreite in mm	640
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	650
Außenmaß, Bruttobreite in mm	650
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	28,20
Bruttogewicht in kg	40,00
Beipack	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1