


E 522/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 9 Abdrucklöffeln.



- Ausgestattet mit 9 Halterungen

EAN: 4002514072722 / Materialnummer: 06697010 / Alte Materialnummer: 68552202D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgerät, klein, Dental	•
Großraum-Thermodesinfektoren, Dental	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
Abdrucklöffel [Anzahl]	9
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	140
Außenmaß, Nettobreite in mm	100
Außenmaß, Nettotiefe in mm	190
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	245
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	240
Nettogewicht in kg	0,27
Bruttogewicht in kg	0,36