

E 404/1

Wagen

zur optimalen Aufnahme von bis zu 38 Pipetten.



- Geeignet für 38 Pipetten in 3 Reihen
- 1. Reihe: 10 Pipetten á 100 ml (bis 550 mm), Strebenabstand 20 mm
- 2. Reihe: 14 Pipetten á 25 ml, Strebenabstand 26 mm
- 3. Reihe: 14 Pipetten á 10 ml, Strebenabstand 26 mm
- Ohne Haltevorrichtung für Magnetleiste zur autom. Wagenerkennung

EAN: 4002514087061 / Materialnummer: 06727910 / Alte Materialnummer: 69540402D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Pipetten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Reihen	3
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
<b>Kapazität</b>	
Pipetten [Anzahl]	38
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	502
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	517
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	500
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	5,70
Bruttogewicht in kg	7,40