

E 405/1

Wagen

zur optimalen Aufnahme von bis zu 38 Pipetten, Anschluss für Heißlufttrocknung.

EAN: 4002514087078 / Materialnummer: 06727920 / Alte Materialnummer: 69540502D



- Geeignet für 38 Pipetten in 3 Reihen
- 1. Reihe: 10 Pipette á 100 ml (bis 550 mm), Strebenabstand 20 mm
- 2. Reihe: 14 Pipetten á 25 ml, Strebenabstand 26 mm
- 3. Reihe: 14 Pipetten á 10 ml, Strebenabstand 26 mm
- Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Wagen mit Anschluss für Heißlufttrocknung	•
Wagen für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Reihen	3
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	38
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	502
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	517
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	500
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	6,20
Bruttogewicht in kg	8,10