


U 874/2

Unterkorb

zur Aufnahme marktüblicher DIN-Siebschalen und Miele Einsätzen.

EAN: 4002514110967 / Materialnummer: 06756110 / Alte Materialnummer: 69187404D



- Bestückungshöhe kann bei verschiedenen Oberkörbe variieren

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	50
Außenmaß, Nettobreite in mm	534
Außenmaß, Nettotiefe in mm	515
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	125
Außenmaß, Bruttobreite in mm	555
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	555
Nettogewicht in kg	2,50
Bruttogewicht in kg	3,00