

E 913/3

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Containern, Deckeln und Siebschalen auf 3 Ebenen.



- Die Bestückungsmaße der einzelnen Ebenen unterscheiden sich
- Ausgestattet mit 2 eingebauten Sprüharmen
- Ausgestattet mit Anschlüssen für 5 Hohlkörperinstrumente
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete ML)

EAN: 4002514219899 / Materialnummer: 06893880 / Alte Materialnummer: 69591304D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Wagen für Container	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Containern	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	6
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	2
DIN-Container Höhe 15 cm [Anzahl]	3
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	5
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	574
Außenmaß, Nettobreite in mm	790
Außenmaß, Nettotiefe in mm	640
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	720
Außenmaß, Bruttobreite in mm	830
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	780
Nettogewicht in kg	26,50
Bruttogewicht in kg	30,00
Beipack	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1