

E 929/1

Wagen

zur optimalen Aufnahme von bis zu 6 Augen-OP-Sets.



- Die Bestückungshöhen der 3 Ebenen unterscheiden sich
- Ausgestattet mit insgesamt 73 Düsen
- Anschlussmöglichkeit für 2 x E 478 auf dem Zuflussrohr
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete)

EAN: 4002514219905 / Materialnummer: 06893890 / Alte Materialnummer: 69592902D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Wagen für Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Kapazität	
OP-Sets für Micro-Instrumentarium [Anzahl]	6
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	492
Außenmaß, Nettobreite in mm	640
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	720
Außenmaß, Bruttobreite in mm	830
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	780
Nettogewicht in kg	26,50
Bruttogewicht in kg	30,00
Beipack	
E 476 Aufnahme [Anzahl]	2
E 477 Anschlag [Anzahl]	1
E 790 Verbindungselemente Luer-Lock weiblich zu weiblich [Anzahl]	14
E 791 Verbindungselemente Luer-Lock weiblich zu männlich [Anzahl]	14
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1