

PG 8597

Pendelenthärter

für die kontinuierliche Entnahme von Weichwasser bis 40° dH.



- Leistung: kontinuierlich 19 l/min, max. 30 l/min
- Standgerät mit Rollen, von oben befüllbar
- 1 Behälter für 20 kg Salz, 2 Behälter für 4,5 l Harz
- Mengengesteuertes Zweikammersystem, stromloser Betrieb
- Das Gerät verfügt über einen Wasseranschluss

EAN: 4002514256283 / Materialnummer: 06943120 / Alte Materialnummer: 69859701D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Wasseraufbereitung	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	570
Außenmaß, Nettobreite in mm	360
Außenmaß, Nettotiefe in mm	360
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	680
Außenmaß, Bruttobreite in mm	375

PG 8597

Pendelenthärter

für die kontinuierliche Entnahme von Weichwasser bis 40° dH.

EAN: 4002514256283 / Materialnummer: 06943120 / Alte Materialnummer: 69859701D



Außenmaß, Bruttotiefe in mm	380
Nettogewicht in kg	19,00
Bruttogewicht in kg	26,70