

E 907/1

Siebschale

zur optimalen Aufnahme von diversem kleinteiligen Instrumentarium.



- Mit Deckel für Kleinteile
- Maschenweite 3 x 1 mm
- Haken zum Einhängen in E 905/1 und E 903/1

EAN: 4002514256320 / Materialnummer: 06943820 / Alte Materialnummer: 69590702D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Produktkategorie	
Siebschale	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	48
Außenmaß, Nettobreite in mm	129
Außenmaß, Nettotiefe in mm	170
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	70
Außenmaß, Bruttobreite in mm	155
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	230
Nettogewicht in kg	0,30
Bruttogewicht in kg	0,37