


E 902/3

Wagen

zur Aufnahme von bis zu 3 MIC-OP-Sets im modularen System.



- Geeignet für 6 Einsatzmodule mit integrierten Düsen/Adaptern
- Obere & untere Ebene frei zur Aufnahme von Einsätzen, z.B. E 142
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete ML)
- Gleichzeitige Reinigung von Siebschalen und MIC-OP-Sets

EAN: 4002514256337 / Materialnummer: 06943830 / Alte Materialnummer: 69590204D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Wagen mit Anschluss für Heißlufttrocknung	•
Wagen für Einsätze	•
Wagen für MIC-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	3
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	1
MIC-Sets [Anzahl]	3
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	650
Außenmaß, Bruttobreite in mm	650
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	800
Nettogewicht in kg	41,80
Bruttogewicht in kg	50,80
Beipack	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1