

E 911/3

Wagen

zur optimalen Aufnahme von 4 DIN-Containern mit Deckel.



- Containergröße: 300 x 300 x 600 mm
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete ML)

EAN: 4002514257969 / Materialnummer: 06943850 / Alte Materialnummer: 69591104D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Container	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Containern	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Container Höhe 30 cm [Anzahl]	4
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	455
Außenmaß, Nettobreite in mm	640
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	700
Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	18,00
Bruttogewicht in kg	28,00
<b>Beipack</b>	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1