

E 912/2

Wagen

zur optimalen Aufnahme von 4 ISO-Containern mit Deckel.



- Containergröße: 180 x 400 x 600 mm
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete ML)

EAN: 4002514257976 / Materialnummer: 06943860 / Alte Materialnummer: 69591203D

| | |
|---|-----------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Produktkategorie | |
| Wagen für Container | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Containern | • |
| Kapazität | |
| ISO-Container Höhe 18 cm [Anzahl] | 4 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0-0 |
| Frequenz in Hz | 0-0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00-0,00 |
| Absicherung in A | 0-0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 455 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 640 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 790 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 650 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 650 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 800 |
| Nettogewicht in kg | 13,00 |
| Bruttogewicht in kg | 22,00 |
| Beipack | |
| Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl] | 1 |