

E 915/3

Wagen

zur optimalen Aufnahme von ca. 7 AN-Sets bzw. 20 Atemschläuchen und Zubehör.



- Lagerung der Atemschläuche auf spiralförmiger Wendel
- Injektorsystem
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magneten)

EAN: 4002514257983 / Materialnummer: 06943870 / Alte Materialnummer: 69591504D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Wagen mit Anschluss für Heißlufttrocknung	•
Wagen für Anästhesie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Kapazität	
AN-Sets [Anzahl]	7
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	637
Außenmaß, Nettobreite in mm	640
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	780
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	810
Nettogewicht in kg	25,00
Bruttogewicht in kg	25,00
Beipack	
E 142 Einsatz 1/2, DIN-Siebschale [Anzahl]	1
E 431 Injektordüse für Faltenbalg, Ø 8 x 193 mm [Anzahl]	1
E 466 Injektordüse 8 x 333 mm, für Atembeutel [Anzahl]	10
E 496 Injektordüse 4 x 120 mm [Anzahl]	18
E 916 Halterung für 5 Faltenbeatmungsschläuche [Anzahl]	1
E 917 Halterung für 5 Silikonbeatmungsschläuche [Anzahl]	4
E 918 Halterung für 5 Kinderbeatmungsschläuche [Anzahl]	1
Gefederte Aufnahmen Ø 12 mm, für Beatmungsschläuche bis 1,5 m Länge [Anzahl]	20
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1