

E 502

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 6 Beatmungsschläuchen.



- Einsetzbar im Grundwagen E 501
- Ausgestattet mit 6 Düsen (12 mm) mit federnden Auflagen
- Auflage für Beatmungsschläuche bis 1,5 m Länge
- Lagerung auf Wendel

EAN: 4002514305011 / Materialnummer: 07012340 / Alte Materialnummer: 69550201D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Anästhesie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	540
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	630
Nettogewicht in kg	10,00
Bruttogewicht in kg	10,35
Beipack	
E 432 Halterung für Faltenbeatmungsschläuche [Anzahl]	1
E 433 Halterung für Silikonbeatmungsschläuche [Anzahl]	2
E 434 Halterung für Kinderbeatmungsschläuche [Anzahl]	1
Düse mit federnder Auflage [Anzahl]	6
Auflage für Beatmungsschläuche [Anzahl]	1