

E 948

Modul

zur optimalen Aufnahme von orthopädischem OP-Instrumentarium.



- Zur Aufnahme einer Siebschale E 142*
- Ausgestattet mit 28 Düsen
- Bestückungsmaße: H 230, B 558, T 352 mm

* Die Siebschale ist nicht im Lieferumfang enthalten.

EAN: 4002514312033 / Materialnummer: 07025310 / Alte Materialnummer: 69594801D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	1
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	230
Außenmaß, Nettobreite in mm	352
Außenmaß, Nettotiefe in mm	558
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	290
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	5,54
Bruttogewicht in kg	5,54