


## E949 Modul Markraumbohrer Modul

zur optimalen Aufnahme von 8 Markraumnägeln bzw. Markraumbohrern.



- Ausgestattet mit 8 Aufnahmen für Markraumnägel\*
- Ausgestattet mit 6 Verlängerungshülsen für Markraumbohrer\*\*

\* Die Aufnahmen sind vormontiert.

\*\* Die Verlängerungshülsen sind lose beigelegt.

EAN: 4002514312040 / Materialnummer: 07025320 /  
Alte Materialnummer: 69594901D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
Kapazität	
Markraumbohrer [Anzahl]	8
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	115
Außenmaß, Nettobreite in mm	352
Außenmaß, Nettotiefe in mm	558
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	290
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	35,00
Bruttogewicht in kg	45,00