

E 955

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Bohrhülsen mit \varnothing 3 - 15 mm, Länge max. 125 mm



EAN: 4002514312057 / Materialnummer: 07025330 / Alte Materialnummer: 69595501D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	85
Außenmaß, Nettobreite in mm	221
Außenmaß, Nettotiefe in mm	156
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	250
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	1,00
Bruttogewicht in kg	1,00