

O 194

Oberkorb

zur Aufnahme von Stationsmaterial, z.B. 6 Nierenschalen und weiteren Utensilien.



- Bestückungshöhe: 165 +/- 20 mm
- Mit eingebautem Sprüharm

EAN: 4002514373812 / Materialnummer: 07128640 / Alte Materialnummer: 69119401D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Kapazität	
Nierenschalen [Anzahl]	6
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	160
Außenmaß, Nettobreite in mm	478
Außenmaß, Nettotiefe in mm	533
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,75
Bruttogewicht in kg	6,00