

## E909 Wagen MIC/OP

### Wagen

zur idealen Aufnahme von bis zu 1-2 MIC-Sets und Siebschalen im modularen System.



- Ebene 1-3 frei zur Aufnahme von Siebschalen, z.B. E 142
- Die Bestückungsmaße der einzelnen Ebenen unterscheiden sich
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete ML)

EAN: 4002514432809 / Materialnummer: 07201500 /  
Alte Materialnummer: 69590901D

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>   |           |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin                  | •         |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>  |           |
| PG 8527   | •         |
| PG 8528   | •         |
| <b>Produktkategorie</b>   |           |
| Wagen mit Anschluss für Heißlufttrocknung                                 | •         |
| Wagen für MIC-Instrumentarium   | •         |
| <b>Produkteigenschaften</b>   |           |
| Material  | Edelstahl |
| Farbe   | Edelstahl |
| <b>Anwendungsbereich</b>  |           |
| Aufbereitung von MIC-Instrumentarium                                      | •         |
| <b>Kapazität</b>  |           |
| DIN-Siebschalen [Anzahl]  | 9         |
| SPRI-Siebschalen [Anzahl]   | 3         |
| MIC-Sets [Anzahl]   | 1-2       |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>  |           |
| Phasenanzahl  | 0         |
| Spannung in V   | 0-0       |
| Frequenz in Hz  | 0-0       |
| Gesamtanschluss in kW   | 0,00-0,00 |
| Absicherung in A  | 0-0       |
| <b>Maße und Gewicht</b>   |           |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm   | 698       |
| Außenmaß, Nettobreite in mm   | 640       |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm  | 790       |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm  | 720       |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm  | 830       |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm   | 780       |
| Nettogewicht in kg  | 26,50     |
| Bruttogewicht in kg   | 30,00     |
| <b>Beipack</b>  |           |
| Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl] | 1         |