

E926 Modul für lange MIC Modul

zur optimalen Aufnahme von langem MIC-Instrumentarium.



- Aufnahmemöglichkeit für bis zu 13 Hohlkörperinstrumente

EAN: 4002514504353 / Materialnummer: 07297050 / Alte Materialnummer: 69592601D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für MIC-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Kapazität	
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	13
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	40
Außenmaß, Nettobreite in mm	568
Außenmaß, Nettotiefe in mm	510
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	280
Außenmaß, Bruttobreite in mm	580
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	630
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	2,60
Beipack	
E 336 Spülhülse MIBO, Ø 11 mm, Länge 121 mm [Anzahl]	3
E 362 Blindschraube [Anzahl]	2
E 442 Spülhülse, Ø 11 mm, Länge 121 mm, mit Kappe Ø 6 mm [Anzahl]	5
E 443 Spülhülse, Ø 11 mm, Länge 121 mm, mit Kappe Ø 10 mm [Anzahl]	3
E 448 Silikonschlauch mit Luer-Lock-Adapter weiblich [Anzahl]	2
E 454 Injektordüse für Trokarhülsen 10-15 mm [Anzahl]	1
E 456 Öffnungsfeder für MIC-Instrumente [Anzahl]	2
E 464 Aufnahme für Injektordüse E 454 [Anzahl]	1