

AM 10  
Anschlussmodul  
mit potentialfreien Kontakten.



- Zur Steuerung unterschiedlichster Funktionen

EAN: 4002514546209 / Materialnummer: 07321290 / Alte Materialnummer: 69227010D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Anschlussmodul mit potentialfreien Kontakten	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	175
Außenmaß, Bruttobreite in mm	245
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	415
Nettogewicht in kg	0,51
Bruttogewicht in kg	0,88