

O 191/2
Oberkorb
zur optimalen Aufnahme von Siebschalen.



- Bestückungshöhe: 115 +/- 20 mm
- Bestückungsbreite: 480 mm
- Bestückungstiefe: 450 mm
- Mit eingebautem Magnetsprüharm oberhalb des Korbes
- Magnet für Nutzung der Sprüharmsensierung der PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556192 / Materialnummer: 07333060 / Alte Materialnummer: 69119102D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	2
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	180
Außenmaß, Nettobreite in mm	531
Außenmaß, Nettotiefe in mm	475
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	540
Außenmaß, Bruttobreite in mm	270
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	525
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,30