


O 167/1

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Einlegesohlen von OP-Schuhen.

EAN: 4002514556215 / Materialnummer: 07333080 / Alte Materialnummer: 69116703D



- Geeignet für bis zu 28 Einlegesohlen
- Mit eingebautem Magnetsprüharm
- Magnet für Nutzung der Sprüharmsensierung der PG 8535, PG 8536

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Einsatz für OP-Schuhe	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	195
Außenmaß, Nettobreite in mm	480
Außenmaß, Nettotiefe in mm	475
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	210
Außenmaß, Bruttobreite in mm	495
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,23