

O 173/1

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von OP-Schuhen.



- Geeignet für 8 OP-Schuhe bis Größe 41
- Mit eingebautem Magnetsprüharm
- Magnet für Nutzung der Sprüharmsensierung der PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556222 / Materialnummer: 07333090 / Alte Materialnummer: 69117302D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Einsatz für OP-Schuhe	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Kapazität	
OP-Schuhe [Anzahl]	8
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	195
Außenmaß, Nettobreite in mm	531
Außenmaß, Nettotiefe in mm	475
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	540
Außenmaß, Bruttobreite in mm	270
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	525
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,30