

E 429/1

Wagen

zur optimalen Reinigung von Micro-Instrumentarium (Augen-OP), für 2-4 OP-Sets.



- Mit eingebautem Magnetsprüharm
- Ebene 1: Z. B. 4 x Einsatz E441/1 oder 2 x Einsatz E142 pro Ebene
- Ebene 2 links: 20 Anschlüsse für Hohlkörperinstrumentarium
- Ebene 2 rechts: 16 Luer-Lock-Adapter männlich, horizont. Schlauch
- Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle

EAN: 4002514556253 / Materialnummer: 07333120 / Alte Materialnummer: 69542902D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
Produktkategorie	
Wagen für Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Kapazität	
OP-Sets für Micro-Instrumentarium [Anzahl]	2-4
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	520
Außenmaß, Nettobreite in mm	540
Außenmaß, Nettotiefe in mm	540
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	530
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,30
Beipack	
E 476 Aufnahme [Anzahl]	1
E 477 Anschlag [Anzahl]	1
E 790 Verbindungselemente Luer-Lock weiblich zu weiblich [Anzahl]	8
E 791 Verbindungselemente Luer-Lock weiblich zu männlich [Anzahl]	8