

ASA 1

Magnetsprüharm

für die Spülarmüberwachung, einsetzbar in O 167, O 173, O 188, O 190.



- Nachrüstbar bei Oberkörben ohne Magnetsprüharm

EAN: 4002514569857 / Materialnummer: 07349850 / Alte Materialnummer: 69113501D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Magnetsprüharm	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	55
Außenmaß, Nettobreite in mm	75
Außenmaß, Nettotiefe in mm	605
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	47
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	0,31
Bruttogewicht in kg	0,40