

ASA 2

Magnetsprüharm

für die Spülarmüberwachung, einsetzbar in O 191, E 327.



- Nachrüstbar bei Wagen/
Oberkörben ohne Magnetsprüharm

EAN: 4002514569864 / Materialnummer: 07349860 / Alte Materialnummer: 69113601D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Magnetsprüharm	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	45
Außenmaß, Bruttobreite in mm	70
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	0,16
Bruttogewicht in kg	0,25