

MF 27/28-1

Transferwagen

zur Be- & Entladung von Reinigungs- & Desinfektionsautomaten.



- Ausgestattet mit 4 Laufrollen, 2 davon feststellbar
- Einfaches und angenehmes Handling durch abgerundete Griffe
- Mit beiden Seiten andock- bzw. arretierbar am Gerät, Rollband etc
- Einfahrtshöhe 850 mm, – 100 mm, + 150 mm
- Mit abnehmbarer Auffangwanne H 70, B 603, T 866 mm

EAN: 4002514594026 / Materialnummer: 07397640 / Alte Materialnummer: 69200111D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1050
Außenmaß, Nettobreite in mm	740
Außenmaß, Nettotiefe in mm	930
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1010
Außenmaß, Bruttobreite in mm	730
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	950
Nettogewicht in kg	32,00
Bruttogewicht in kg	45,00