

E 931

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 20 OP-Schuhen bis Größe 48.



- Geeignet für den Wagen E 975/2 in der unteren und oberen Ebene
- Ausgestattet mit 20 Halterungen
- Gesamtkapazität je Charge: 40 OP-Schuhe (20 Paare)

EAN: 4002514598444 / Materialnummer: 07439490 / Alte Materialnummer: 69593101D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für OP-Schuhe	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
<b>Kapazität</b>	
OP-Schuhe [Anzahl]	20
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	254
Außenmaß, Nettobreite in mm	586
Außenmaß, Nettotiefe in mm	752
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	275
Außenmaß, Bruttobreite in mm	605
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	765
Nettogewicht in kg	4,35
Bruttogewicht in kg	4,70