

E 943/2

Modul

zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas 100 - 500 ml.



- 32 Düsen (E 351) 4 x 160 mm mit Arretierungen (E 353)

EAN: 4002514605043 / Materialnummer: 07459400 / Alte Materialnummer: 69594303D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	32
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	190
Außenmaß, Nettobreite in mm	558
Außenmaß, Nettotiefe in mm	352
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	180
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	6,50
Bruttogewicht in kg	7,50