

E 945/2
Modul
zur Aufnahme von Einsätzen.



- Aufnahmerahmen für Einsätze

EAN: 4002514605067 / Materialnummer: 07459420 / Alte Materialnummer: 69594503D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	55
Außenmaß, Nettobreite in mm	558
Außenmaß, Nettotiefe in mm	352
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	570
Nettogewicht in kg	3,92
Bruttogewicht in kg	4,42