

E 947/2

Modul

zur Reinigung von z. B. 88 Zentrifugenröhrchen, Vials oder Reagenzgläsern.



- Ausgestattet mit 88 Düsen, 2,5 x 110 mm

EAN: 4002514605074 / Materialnummer: 07459430 / Alte Materialnummer: 69594703D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
<b>Kapazität</b>	
Reagenzgläser [Anzahl]	88
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	170
Außenmaß, Nettobreite in mm	558
Außenmaß, Nettotiefe in mm	352
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	290
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	5,00
Bruttogewicht in kg	6,00